

CTG-Kurven als PDF ablegen



EasyCTG - PDF Erstellung für CTG-Kurven

Kein Einscannen der CTG-Streifen mehr!

Nutzen Sie modernste Technik zum automatischen Speichern von CTG-Kurven im PDF Format. Die wichtigsten Patientendaten erfassen Sie leicht – auch mit mobilen Geräten – direkt während der CTG-Aufnahme oder vorher (Arbeitsliste). Ziehen Sie die PDF Datei in Ihr Praxis/MVZ-System und vervollständigen Sie so Ihre Patientenakte.

DIE SMT / PDF ERSTELLUNG FÜR CTG-KURVEN BIETET IHNEN:

- Ableitung der Biosignale aus einem CTG-Gerät
- automatische Erzeugung einer pdf-Datei mit der CTG-Kurve
- Ablage in einem zentralen Datenverzeichnis
- Anbindung eines Praxis- oder MVZ-Systems per GDT-Schnittstelle (optional)
- Online Darstellung der laufenden CTG-Kurve (optional)

MINDESTVORAUSSETZUNGEN:

CTG-Geräte

- vorhandene RS232-System-Schnittstelle

PC-Client, Tablet

- MS Windows® 10 / 11 (x64)
- MAC OS Monterey oder neuer
- MS Windows® z.B. Surface 8 pro